

Monica AN24™

...the next generation CTG




Λύση για:

- Παχυσαρκία
- MHR/FHR Σύγχυση
- Ενεργό έμβρυο
- Υποστήριξη απόφασης
- Ασύρματη κινητικότητα
- Πολλαπλά CTGs

Χαρακτηριστικά - κλειδιά:

- Φορητό και διακριτικό, η γυναίκα είναι ελεύθερη να κινείται, να τεντώνεται, να πηγαίνει στο μπάνιο χωρίς επανατοποθέτηση ή ανάγκη για επιπρόσθετη ρύθμιση.
- Συνεχόμενο FHR², MHR, UA παρακολουθεί για περισσότερο από 22 ώρες με μόνο μία απλή τοποθέτηση στην αρχή.
- Προηγμένης γενιάς CTG προβολή, αποθήκευση, ανάκτηση, αναφορά και λειτουργίες εξαγωγής δεδομένων.
- Παρακολούθηση της γυναικείας δραστηριότητας για ξεκούραση στο κρεβάτι και FHR περιεχομένου.
- Κουμπί συμβάντος για αισθητές από τη μητέρα κινήσεις του εμβρύου και μητρικά συμβάντα.



Το Monica AN24 είναι μία ασύρματη λύση παρακολούθησης του εμβρύου και της μητέρας που ανοίγει έναν καινούριο κόσμο στην παθητική επιτήρηση, στην ευέλικτη διαχείριση, και στην άνεση του ασθενούς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του πρόωρου τοκετού στο νοσοκομείο, στην κλινική ή στο σπίτι.

Χρησιμοποιώντας καινοτόμα κοιλιακή τεχνολογία fECG και EHG UA το AN24 δουλεύει ιδιαίτερα καλά στο αρχικό και στο προχωρημένο στάδιο της εγκυμοσύνης, και λειτουργεί καλά σε γυναίκες με υψηλό δείκτη BMI.

Το Monica AN24 που χαρακτηρίζεται από FHR,UA, MHR και μητρική δραστηριότητα προσφέρει απλή ρύθμιση, ελάχιστη εποπτεία και μία αυτοδύναμη λύση.

Διατίθεται ως ετοιμοπαράδοτη λύση, με ιατρικής ποιότητας PC και με το ήδη προεγκατεστημένο λογισμικό Monica VR για χρήση στο περιβάλλον του ασθενούς. Το Monica AN24 παρέχει ένα επίπεδο πληροφοριών που δεν ήταν μέχρι στιγμής διαθέσιμο στο ιατρό.

CTG display using the Monica VR program running on a standard PC



- ✓ Μη επεμβατικό
- ✓ Παθητικό
- ✓ Δεν απαιτεί επίβλεψη
- ✓ Απλή λειτουργία
- ✓ Διακοπτόμενη παρακολούθηση
- ✓ Εκτεταμένη παρακολούθηση/ Εγγραφή
- ✓ Μητρική ελευθερία
- ✓ FHR και MHR βασισμένο σε ακριβές R-R διάστημα
- ✓ Ταυτόχρονα FHR και MHR
- ✓ Ανίχνευση μητρικής κινητικότητας
- ✓ Δραστηριότητα της μήτρας
- ✓ Σημείωση συμβάντων
- ✓ Αρχή εγκυμοσύνης
- ✓ Μέσα εγκυμοσύνης
- ✓ Προχωρημένη εγκυμοσύνη
- ✓ 1^ο Στάδιο τοκετού
- ✓ Υψηλό μητρικό BMI
- ✓ Παρακολούθηση πολλαπλών κρεβατιών – από ένα PC (σε απόσταση)
- ✓ Κεντρικός Σταθμός Σύνεσης – μέσω 50 σειρών πρωτοκόλλου



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Monica AN24 παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του Monica της περιοχής σας ή επισκεφτείτε το www.monicahealthcare.com.